


In seguito a un trauma o a un intervento chirurgico, aiuta i tuoi pazienti e atleti a riprendere quanto prima le loro attività.



"Una rivoluzionaria combinazione di modalità basate su/l'evidenza e di migliori pratiche".*


Randy R. Hite, MPT, CSCS, SCS | Gillette Physical Therapy

Consenti ai tuoi pazienti di avere un recupero vincente.

In seguito a un trauma o a un intervento chirurgico ortopedico, la fisioterapia e il processo di recupero sono fondamentali per un buon recupero. Grazie all'innovativo sistema terapeutico Game Ready®, basato su crioterapia e compressione, puoi aiutare i tuoi pazienti e atleti a guarire alla grande, in modo tale che possano recuperare al meglio e fare ritorno quanto prima alle attività che contano.

BENEFICI CLINICI COMPROVATI CHE AIUTANO A RAGGIUNIGERE GLI OBIETTIVI DI RIPRESA MULTIMODALE.

- ./ Riduce l'assunzione di oppiodi da parte del paziente e può consentire l'interruzione precoce di farmaci oppioidi in alcuni pazienti Y³
- ./ Diminuisce dolore ed edema.\4
- ./ Aumento del range di movimento nei pazienti con LCA.³
- ./ Può aumentare la soddisfazione del paziente nei confronti del processo di recupero.P



Raffreddamento più efficace rispetto ad altri metodi RICE.

Scelto da migliaia di chirurghi ortopedici, specialisti di medicina dello sport, fisioterapisti, preparatori atletici, squadre sportive professionistiche e forze armate speciali in tutto il mondo, il sistema Game Ready consente un raffreddamento più rapido, più profondo e più duraturo rispetto ai tradizionali metodi RICE e ad altri dlspositivi."



IMMAGINI TERMICHE E TEMPERATURE CUTANEE MINIME RILEVATE SUBITO DOPO 30 MINUTI DI TRATTAMENTO

Freddo e compressione integrati in un unico potente sistema.

Il sistema Game Reacty porta l'approccio RICE (riposo-ghiaccio-compressione-elevazione) al livello successivo, integrando gli approcci fisioterapici di crioterapia e compressione intermittente con un'adattabilità, precisione e comodità più efficaci che mai.



Crioterapia attiva. l'ocquo gelata in circolazione raffredda in modo costante e continuo il sito del trauma

in modo da ridurre il dolore in modo sicuro e confortevole, senza dover ricorrere alla somministrazione di narcotici.

Compressione intermittente. Compressione e rilascio delicati al fine di diminuire il gonfiore, stimolare il flusso ematico e conformare il bendaggio al



Copertura circonferenziale. l bendaggi conformati

anatomicamente avvolgono

il distretto del trauma, ricoprendo una superficie più ampia e consentendo così un raffreddamento più efficace.



Utilizzo semplice. Il sistema consente un utilizzo semplice dei programmi predefiniti e consente di

personalizzare velocemente le impostazioni relative a tempo, temperatura e compressione.



Comodamente portatile. Grazie al pacco batteria e alla custodia, il sistema Game Ready può essere comodamente utilizzato in viaggio.



Facile da impostare, facile da utilizzare.

la preparazione è semplice e intuitiva. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare sei programmi automatici, controllare manualmente i loro protocolli e personalizzare le impostazioni relative a temperatura, compressione e trattamento premendo semplicemente un pulsante o girando una manopola.







SELEZIONARE IL PROGRAMMA (FACOLTATIVO)



REGOLARE LE IMPOSTAZIONI



AWIARE IL TRATTAMENTO

Bendaggio dal design innovativo per un maggior comfort e migliori risultati.

La gamma completa di bendaggi a doppia azione di Game Ready consente di eseguire la crioterapia integrata a compressione in tutti i distretti corporei, in modo semplice e facile. Realizzati con una tecnologia brevettata, i bendaggi leggeri e poco ingombranti sono stati conformati anatomicamente per il massimo comfort. I bendaggi awolgono l'intera circonferenza, con una maggiore superficie di contatto, per una maggiore efficacia terapeutica.



BENDAGGIO PER RACHIDE



BENDAGGIO PER SPALLA



BENDAGGIO FLESSIBILE PER GOMITO



BENDAGGIO RIGIDO PER GOMITO



BENDAGGIO PER MANO/POLSO



BENDAGGIO PER SCHIENA



BENDAGGIO PER ANCA/INGUINE



BENDAGGIO ARTICOLATO PER GINOCCHIO



BENDAGGIO RIGIDO PER GINOCCHIO



BENDAGGIO A STIVALE A GAMBA INTERA



BENDAGGIO A STIVALETTO A MEZZA GAMBA



BENDAGGIO PER CAVIGLIA



MANICOTTO MEDICO



PACCO BATTERIA



BORSA PER IL TRASPORTO

Perché scegliere la tecnologia Game Ready® per il recupero?

Il sistema Game Ready, clinicamente testato, integra crioterapia e compressione in un'unica terapia per aiutare a ridurre dolore ed edema, evidenziando prestazioni migliori rispetto ai convenzionali metodi RICE (riposo-ghiaccio-compressione-elevazione) e ad altri dispositivi.

Game Ready offre una gestione efficace del dolore, contribuendo altresì a ridurre il consumo di farmaci oppicidii2³A, che hanno inciso negativamente a livello globale su vite umane, pratiche sanitarie ed economia.

Dopo un trauma o un intervento chirurgico ortopedico, l'obiettivo è aiutare i pazienti e gli atleti a migliorare gli esiti, promuovere l'aderenza, potenziare la soddisfazione e ritornare quanto prima a fare ciò che veramente conta.

Game Ready è il sistema terapeutico per la cura di traumi e nel post-operatorio scelto a livello globale da migliaia di specialisti ortopedici, fisioterapisti, preparatori atletici e società sportive professionistiche.

"Facciamo affidamento su Game Ready per ridurre dolore ed edema, migliorare il range di movimento e dimettere più velocemente i pazienti".*

Dott. Xavier Cassard | Copio Clinique des Cedres | Tolosa, Francia

"Che si tratti o meno di atleti professionisti, i pazienti desiderano comodità e progressi...

Game Ready migliora gli esiti".*

Kenneth Akizuki, MD | SOAR | Medico della squadra SF Giants

"// miglior sistema che abbia mai visto per il trattamento dei più svariati traumi"."

Chris Spalding, ATC | Direttore di medicina dello sport e riabilitazione, US Navy SWCC/SEALS

Aiuta i tuoi pazienti e atleti a guarire alla grande grazie all'innovativo sistema di recupero da traumi e nel post-operatorio.

àVàNOS GAMEGO READ Y®

1800 Sutter Street, Suite 500, Concord, CA 94520, USA | 888.426.3732 | +1.510.868.2100 | gameready.com

• In base o espari9nm IndMduoli non olle dichiorazioni del fobbnoon&. I ri\$ultati p0\$,\$0no vonore. **Immagini termiche e &mperoture corpo,99 nlwote dopo 30 minuti di trotto17f9nto; tutti I dispositivi utiliZZoti In base otie Istruzioni del fobbnoon&, In condiZioni Identiche.

 $1 \ Su \ EP, \ Rimo \ M, \ Batthror \ F,otol. A \ prospoolli.9, \ mu\phi \cdot esniir \ rondomillid \ triOttoo""luov \ lhooffloocyof o \ cryopnoumoucdovta, on \ tol. IIhoo \ or lhroplasty \ roc01.0ry \ J \ Bore \ \&J01nlS"9, 2012, \ SuppA[94-B]:153-6 2. \ WovrmonW, \ Wolllir \ JJ, \ Swolro C, ot al. \ Tho \ offloocyof o \ ombtrod \ ayothroroon \ ayothroroon \ ayothroroon \ ombtrod \ ayothroroon \ ayothr$

Tuttil dispositivi i Ti9dicoil comportano del nschi intrinwci. Consulto19 li fogif9tto illustrotivo del predotto per indicazioni pre-Xiuzi0ni pre-Xiuzi0ni CJW9rli|Ti9nti o controindioazioni. Per le schede tecniche di slOJIUZZO del prodottQ consultore li sitowww.gol/Ti9reody.com.